


AD-II 参考级剂量仪


RAYDOSE®
瑞多思医疗




- ➔ 自动计算并扣除本底
- ➔ 自动进行温度和气压修正, 并计算绝对剂量
- ➔ 提供校准检测证书
- ➔ 全触屏操作, 简便快捷



可选配件



开口小水箱



固体水模体



电离室延长线



电离室

技术参数

重复性
±0.2%

尺寸(L×W×H)
290.5mm×227.7mm×113mm

触摸屏尺寸
7.84英寸

线性度
≤±0.2%

重量
2.55kg

测量模式
手动、定时测量

稳定性
≤±0.3%

漏电流
±10fA, 典型值1fA

最大存储测量数据
200组

零点漂移
自动, 100秒内

量程
电荷(剂量)
2nC-20mC, 分辨率0.1pC
电流(剂量率)
2pA-200nA, 分辨率0.1pA